

### **Уважаемый покупатель!**

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в сложенном виде. В целях повышения надежности и долговечности изделий, улучшения их качества, повышения эстетичности и комфортабельности прежде, чем приступить к сборке, проверьте комплектность согласно комплектовочной ведомости, и внимательно ознакомьтесь с настоящим паспортом.

### **Гарантийные обязательства.**

1. Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение показателей изделия в течение 12 месяцев при соблюдении вышеизложенных правил ухода.
2. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.
3. Гарантийный срок исчисляется со дня ввода изделия в эксплуатацию

## **ООО «Горское»**

Российская Федерация, Московская область, г. Ногинск,  
ул. 200 лет города, д.2,  
Тел: (495) 223-26-52

## **Мебель медицинская смотровая ММС-«Горское»**

ТУ 9452-004-49894635-2010

Зав. № \_\_\_\_\_

## **Паспорт**

Банкетка без спинки БМ- «Горское»



### Назначение изделия:

Банкетка без спинки БМ-«Горское» предназначена для оснащения различных медицинских кабинетов, постов медсестер, для приемного покоя больниц, травмопунктов, поликлиник и других медицинских учреждений, для процедурных кабинетов.

### Технические характеристики:

Конструкция банкетки без спинки БМ-«Горское» изготовлена из стальных труб, покрытых полимерным покрытием белого цвета.

На металлокаркасе закреплены мягкие элементы (сидение), выполненные из ДСП с настилом из пенополиуретана и покрытые искусственной кожей светло-серого цвета.

### Габаритные размеры, мм:

Длина 1500

Ширина 400

Высота 440

Масса, кг - 15

### Габаритные размеры с упаковкой, мм:

1550x420x80

Масса (с упаковкой), кг - 17

### Характеристики для транспортировки:

Объем, м.куб. – 0,05

Поставляется в разобранном виде, кол-во мест – 1 .

### Правила

#### хранения, транспортировки и эксплуатации мебели

1. Транспортировка банкетки на значительные расстояния осуществляется в заводской упаковке, автомобильным, железнодорожным, воздушным или водным транспортом в порядке, установленном действующим законодательством с учётом следующих требований, подлежащих неукоснительному исполнению:

-упаковка с изделием не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

2. Банкетка может храниться только в упаковке в закрытых помещениях при соблюдении следующих требований:

-предотвращение попадания осадков;

-отсутствие в помещении веществ, вызывающих коррозию металлов.

3. Допустимая нагрузка на изделие не более 150 кг.

№	Деталь	Кол-во в изделии
1	Стойка передняя (задняя)	2
2	Связь сидения	2
3	Связь нижняя	1
4	Сидение банкетки	1
5	Болт М 10x35	4
6	Болт М 8x35	2
7	Паспорт изделия	1

### Инструкция по сборке

1. Соединить боковые стойки со штангами сидения при помощи болтов М10x35мм (4 шт) в резьбовые соединения.
2. Соединить нижнюю связь с боковыми стойками банкетки при помощи болтов М8x35мм.(2 шт)